

# Смеситель медицинский магнитный MS-01



**МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ MS-01** - Это мощный и простой в обращении 4х местный магнитный смеситель, выполненный из нержавеющей стали.


## СВОЙСТВА:

- Возможность перемешивания жидкости в 4х плоскодонных емкостях с различной интенсивностью.
- Возможность использования совместно с термостатом TW-2.03.
- Нержавеющий корпус.
- Легко адаптируется под любые лабораторные задачи.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**МАГНИТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ MS-01** специально разработан для совместной работы с термостатом TW-2.03 производства ELMi. Совмещая высоко точные нагревательные функции TW-2.03 и функции смесителя MS01, получается универсальный многофункциональный прибор, применяемый во многих областях биологии, медицины, химии и т.д.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ MS-01

Диапазон скоростей	ОБ/МИН	1 - 2200
Объем жидкости, перемешиваемой на 1 позиции	Л	от 0.2 до 2L
Адаптер питания		DC in 12V, 1 500 mA
Размеры (длина x ширина x высота)	mm	260 x 260 x 40
Вес	kg	2.1