

Смеситель медицинский вибрационный типа "Vortex" ("вортекс") V-3



Адаптер для перемешивания 9 пробирок объемом от 1.5 до 2 мл.

Универсальный адаптер для перемешивания пробирок объемом от 0.5 до 50 мл.



Ключевые свойства

Вортекс применяется для перемешивания компонентов жидкости в любых пробирках. Включение прибора производится путем нажатия пробиркой в гнездо вортекса, а также нажатием клавиши постоянного встряхивания. Во время работы гнездо вортекса совершает орбитальное колебательное движение с амплитудой 3 мм. Конструкция вортекса обеспечивает устойчивость прибора за счет максимального диаметра основания.

Минимальные габариты, бесшумность, простота управления обеспечивают широкий диапазон возможностей применения прибора в медицине, биологии и т.д.

ВОРТЕКС V - 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость вращения гнезда	RPM	от 50 до 4500
Диаметр орбиты вращения гнезда	мм	4
Питание от сети		100-240 В, 50-60 Гц
Напряжение на выходе адаптера	⊖ — ⊕	DC in 12V, 1500 mA
Потребляемая мощность	Вт	8
Габаритные размеры (диаметр x высота)	мм	130 x 58
Вес		