

Центрифуга CM-50

CM-50

24

CM-50
CENTRIFUGE


15 000 /
15 300 RCF.

5

/ G

(10°C)


Запатентованная магнитная крышка



Rotor 50.01

15 000 06/мин 15300 0ЦУ.

0.2 2





•

Скорость центрифугирования	RPM	1000 - 15 000
Максимальная сила	RCF	15 300
Максимальный шум	Дб	46
Допустимый диапазон температур	°C	4 - 45
Допустимая влажность при 20 °C	%	90
Питание от сети	В, Гц	220,50
Потребляемая мощность	Вт	120
Размеры (Д x Ш x В)	Мм	204 x 186 x 136
	Кг	3
		12
	()	0,2; 0.5;1.5; 2
		45